



Rotore per testina compatibile KAVO 68LDN, nudo

Rotore per testina compatibile KaVo 68LDN, albero nudo.

Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: K54N2491

Categorie: Kavo

Descrizione

Rotore per testina KaVo 68LDN albero nudo compatibile, progettato per il ripristino della funzionalità della testina odontoiatrica.

Compatibilità

- KaVo® 68LDN

Caratteristiche

- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485