



Rotore per testina compatibile KAVO68LH, MK-DENT LS9011, completo

Rotore completo compatibile KAVO 68LH MK-DENT LS9011 , Ivory® SL611C, Mk-Dent® LCH11, Ivory® SL116C e Ivory® SL164C.

Disponibile su richiesta

COD: K5403661

Categorie: Kavo

Descrizione

Rotore completo KAVO 68LH MK-DENT LS9011 compatibile, ricambio progettato per il ripristino tecnico della funzionalità della testina e dei sistemi compatibili indicati.

Compatibilità

- KaVo® 68LH
- Ivory® SL611C
- Mk-Dent® LS9011
- Mk-Dent® LCH11
- Ivory® SL116C
- Ivory® SL164C

Caratteristiche

- cuscinetti in acciaio
- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485