



## Rotore per testina compatibile KAVO68LH, MK-DENT LS9011, completo

Rotore completo compatibile KAVO 68LH MK-DENT LS9011 , Ivory® SL611C, Mk-Dent® LCH11, Ivory® SL116C e Ivory® SL164C.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** K5403661

**Categorie:** Kavo

### Descrizione

---

**Rotore completo KAVO 68LH MK-DENT LS9011 compatibile**, ricambio progettato per il ripristino tecnico della funzionalità della testina e dei sistemi compatibili indicati.

### Compatibilità

- KaVo® 68LH
- Ivory® SL611C
- Mk-Dent® LS9011
- Mk-Dent® LCH11
- Ivory® SL116C
- Ivory® SL164C

### Caratteristiche

- cuscinetti in acciaio
- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485