

Rotore per testina compatibile Kavo M25L



Rotore completo per contrangolo compatibile KaVo M25L anello rosso, con cuscinetti ceramici.

Disponibile dal 25/05/2026

COD: 1011TM0129

Categorie: Kavo

Descrizione

Rotore per contrangolo compatibile KaVo M25L anello rosso, ricambio progettato per il ripristino della funzionalità dello strumento.

Compatibilità

- KaVo M25L

Caratteristiche

- Cuscinetti ceramici
- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485