


Rotore per testina originale NSK TI95, completo



Rotore completo per contrangolo compatibile NSK Ti-Max TI95, adatto a strumenti con matricola minore di A:E7X, cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile

COD: NS310N

Categorie: NSK

Descrizione

Rotore completo per contrangolo compatibile NSK Ti-Max TI95, ricambio progettato per strumenti con matricola minore di A:E7X.

Compatibilità

- NSK Ti-Max TI95 fino a matricola A:E7X

Caratteristiche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485