

## Rotore per testina originale NSK TI95 (revisione), completo



Rotore completo per contrangolo compatibile NSK Ti-Max TI95 Rev.A, adatto a strumenti con matricola superiore a A:G83, con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

**Disponibile**

**COD:** NS311N

**Categorie:** NSK

### Descrizione

---

Rotore completo per contrangolo compatibile NSK Ti-Max TI95 Rev.A, ricambio progettato per strumenti con matricola superiore a A:G83.

### Compatibilità

- NSK Ti-Max TI95 Rev.A con matricola superiore a A:G83

### Caratteristiche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485