

Rotore senza cuscinetti compatibileMK-DENT Classic Line testa standard



Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: SC251T

Categorie: Classic Line

Descrizione

Il **rotore compatibile MK-dent Classic Line standard 4 spray** è un ricambio per turbina odontoiatrica con testina standard, fornito senza cuscinetti.

Compatibilità turbine

- MK-dent Classic Line HE17
- MK-dent Classic Line HE21K
- MK-dent Classic Line HE21KL
- MK-dent Classic Line HB21KL

Caratteristiche tecniche

- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349