



Rotore turbina Castellini testa mini tmi senza cuscinetti compatibile

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Castellini testa mini TMI, versione senza cuscinetti.

Disponibile

COD: SC842C

Categorie: Castellini

Descrizione

Il rotore compatibile Castellini testa mini TMI senza cuscinetti è un ricambio per turbina odontoiatrica .

Compatibilità turbine

- Castellini testa mini

Caratteristiche tecniche

- Versione senza cuscinetti
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349