



Rotore turbina laboratorio per HCP11- HCP22S comp. Bien-Air TD783-TDS890

Rotore per turbina da laboratorio TMI, compatibile Tecnomed HCP11 e HCP22S, Bien-Air TD783 TDS890, cuscinetti torlon ceramici.

Disponibile su richiesta

COD: HBB837

Categorie: TD783-TDS890

Descrizione

Rotore per turbina da laboratorio, compatibile Tecnomed HCP11 e HCP22S, Bien-Air TD783 TDS890.

Compatibilità turbine

- Tecnomed HCP11
- Tecnomed HCP22S
- Bien-Air TD783
- Bien-Air TDS890

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349