



Stampato il 31/05/2025

<https://shop.tecnomeditalia.com/prodotto/rubinetto-per-tanica-da-5l-green&clean-sd-metasy/s/>



Rubinetto per tanica da 5L Green&Clean SD Metasys

Rubinetto per tanica da 5L Green&Clean SD Metasys

25,92 €

Disponibile su richiesta

COD: 40200004

Categorie: Accessori per la pulizia

Descrizione

Rubinetto tanica 5L.

Rubinetto per tanica da 5L disinfettante Green&Clean SD Metasys.