

Sbiancante Prophy Ivory Silk Line attacco compatibile KaVo



Manipolo sbiancante Prophy Ivory Silk Line ad aria compressa, puntale autoclavabile a 135°, attacco compatibile KaVo

Disponibile

COD: P900K

Categorie: Manipoli sbiancanti

Descrizione

Il **manipolo sbiancante Prophy Ivory Silk compatibile KaVo** è un apparecchio professionale a polvere di bicarbonato, progettato per la profilassi, la rimozione della placca, la decolorazione e la pulizia dei denti.

Una corretta profilassi è fondamentale per prevenire eventuali patologie del cavo orale; per questo è importante utilizzare strumenti professionali, semplici da usare e adatti al lavoro quotidiano di dentisti e igienisti.

Il funzionamento si basa su un'azione meccanica generata da un flusso di cristalli di bicarbonato. I cristalli, accelerati dal getto di aria compressa e acqua, vengono dissolti in un getto spray che produce un effetto pulente efficace e gradevole per il paziente.

L'attacco rapido sul cordone del riunito permette di eseguire più velocemente numerosi trattamenti profilattici consecutivi, ottenendo risultati eccellenti sui pazienti ed evitando l'utilizzo di apparecchi esterni al riunito con alimentazioni separate.

Leggero e compatto, il **manipolo** consente una presa eccellente e naturale, favorendo un lavoro ergonomicamente corretto e aiutando a prevenire crampi causati da una presa innaturale. Il contenitore del bicarbonato, con chiusura ermetica, è realizzato in polimero resistente e permette una ricarica della polvere facile e sicura.

La conformazione dell'ugello consente alla polvere di non disperdersi e produce un continuo risciacquo del cavo orale. Il puntale può ruotare di **360°**, permettendo di ottenere rapidamente una pulizia accurata anche nelle zone di difficile accesso.

Il puntale è **termodisinfettabile e autoclavabile a 135°C**, garantendo elevati standard di igiene durante l'utilizzo professionale.



Caratteristiche tecniche manipolo sbiancante Prophy Ivory Silk compatibile KaVo.

Compatibilità	KaVo®
Rotazione punta 360°	Si
Peso manipolo (g)	356
Resistenza autoclave (solo punta)	Si
Dimensione pacco (lxdxh) mm	190x125x75
Peso approssimativo pacco (g)	500
Certificazione	CE