

Seal Test sigillatrice, confezione da 30 pezzi



Seal Test sigillatrice per verificare la qualità delle sigillature, confezione da 30 pezzi

Disponibile

COD: DEA4.18

Categorie: Test sterilizzazione

Descrizione

Il Seal Test sigillatrice, test sulla termosaldatura consente di verificare la qualità delle sigillature eseguite durante il confezionamento degli strumenti.

Anche se non esistono norme specifiche di riferimento, è necessario che il confezionamento sia in grado di mantenere la sterilità del materiale fino alla scadenza stabilita, in conformità alla norma UNI EN ISO 11607-2 e UNI EN 868-5. P

Per questo è necessario prevedere anche controlli di routine sulle sigillatrici.

Il Seal Test sigillatrice verifica la qualità della termosaldatura, evidenziando i parametri di temperatura e pressione esercitata sulla barra su un'area specifica stampata sul test.

La corretta fusione dello strato interno della pellicola e la pressione corretta sulla carta della busta sono indicate da una colorazione uniforme in una zona specifica del test.

Temperatura insufficiente, barra saldante usurata o una pressione esercitata insufficiente sono le cause di un risultato invalidante evidenziato dal test.

- Ideale per verificare quotidianamente l'integrità della sigillatura delle buste per la sterilizzazione;
- Confezione con 30 fogli di test;
- Conforme alla norma EN ISO 11607-2;
- Il controllo avviene verificando i parametri di temperatura e pressione delle barre. Il test evidenzia l'uniformità della saldatura e la perfetta tenuta dei lembi.