

## Seal Test sigillatrice, confezione da 30 pezzi



Seal Test sigillatrice per verificare la qualità delle sigillature, confezione da 30 pezzi

**Disponibile**

**COD:** DEA4.18

**Categorie:** Test sterilizzazione

### Descrizione

---

Il Seal Test sigillatrice, test sulla termosaldatura consente di verificare la qualità delle sigillature eseguite durante il confezionamento degli strumenti.

Anche se non esistono norme specifiche di riferimento, è necessario che il confezionamento sia in grado di mantenere la sterilità del materiale fino alla scadenza stabilita, in conformità alla norma UNI EN ISO 11607-2 e UNI EN 868-5. P

Per questo è necessario prevedere anche controlli di routine sulle sigillatrici.

Il Seal Test sigillatrice verifica la qualità della termosaldatura, evidenziando i parametri di temperatura e pressione esercitata sulla barra su un'area specifica stampata sul test.

La corretta fusione dello strato interno della pellicola e la pressione corretta sulla carta della busta sono indicate da una colorazione uniforme in una zona specifica del test.

Temperatura insufficiente, barra saldante usurata o una pressione esercitata insufficiente sono le cause di un risultato invalidante evidenziato dal test.

- Ideale per verificare quotidianamente l'integrità della sigillatura delle buste per la sterilizzazione;
- Confezione con 30 fogli di test;
- Conforme alla norma EN ISO 11607-2;
- Il controllo avviene verificando i parametri di temperatura e pressione delle barre. Il test evidenzia l'uniformità della saldatura e la perfetta tenuta dei lembi.