



## Seggiolino Beauty, basamento in acciaio, reg. seduta, Tecnomed.

Seggiolino Beauty Tecnomed, base in acciaio, con registrazione seduta, struttura ergonomica, 30 colorazioni disponibili.

**Disponibile**

**COD:** DE8.07X

**Categorie:** Handy Line

### Descrizione

---

Seggiolino Beauty.

La scelta di un appropriato seggiolino ha un'importanza rilevante per la salute dell'operatore.

I seggiolini professionali Beauty sono stati progettati per offrire il miglior comfort anche dopo lunghe ore di intervento.

La struttura ergonomica permette di mantenere una postura corretta, assicurando una distribuzione uniforme del peso.

L'utilizzo di una tappezzeria in ecopelle, antimicrobica e idrorepellente, garantisce una facile igienizzazione dei seggiolini.

La gamma offre trenta colorazioni differenti che si abbinano alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.

La tappezzeria in ecopelle di alta qualità rende la seduta morbida e anatomica, assicurando una distribuzione uniforme del peso corporeo, senza compressioni dolorose.

Il Seggiolino Beauty è dotato di salita e discesa pneumatica regolabile e regolazione della profondità dello schienale.