



Stampato il 31/05/2025

<https://shop.tecnomeditalia.com/prodotto/seggolino-eggr-5003-blu-notte-base-in-abs/>



Seggiolino EGGR, 5003 blu notte, base in abs

Seggiolino EGGR, colore 5003 blu notte, base in ABS, regolazione alzata e rotazione schienale

1.005,27 €

Disponibile su richiesta

COD: DE8.03T5003

Categorie: Comfort

Descrizione

Seggiolino EGGR 5003 blu notte.

La scelta di un appropriato seggiolino risulta un investimento d'importanza rilevante per la salute dell'operatore. Tecnomed è da sempre specializzata nel progettare seggiolini professionali ergonomici che favoriscono una postura corretta, mantenendo la curvatura naturale della colonna vertebrale e assicurando una distribuzione uniforme del peso senza compressioni dolorose.

I seggiolini della linee EGG R sono stati progettati per offrire il miglior comfort a professionisti e pazienti di ogni settore.

La tappezzeria dei modelli EGG R è in similpelle di alta qualità, priva di cuciture, facile da pulire e igienizzare.

Inoltre è ignifuga secondo la normativa ISO 6875 e UNI 4818.74.

L'utilizzo di questa tappezzeria rende la seduta morbida, anatomica e assicura una distribuzione uniforme del peso, senza compressioni dolorose.

Lo schienale girevole a forma di "U" offre un buon supporto alla schiena e un comodo appoggio per il braccio dell'utilizzatore.

È possibile modificare la posizione dello schienale, ribaltandolo da destra a sinistra, rendendo il seggiolino particolarmente idoneo anche per i professionisti mancini.

Seggiolino EGGR 5003 blu notte.