




Stampato il 04/06/2025

<https://shop.tecnomeditalia.com/prodotto/seggolino-eggr-6027-verde-acqua-base-in-abs/>



## Seggiolino EGGR, 6027 verde acqua, base in abs

Seggiolino EGGR, colore 6027 verde acqua, base in ABS, regolazione alzata e rotazione schienale

**1.005,27 €**

**Disponibile su richiesta**

**COD:** DE8.03T3493

**Categorie:** Comfort

### Descrizione

---

Seggiolino EGGR 6027 verde acqua.

La scelta di un appropriato seggiolino risulta un investimento d'importanza rilevante per la salute dell'operatore. Tecnomed è da sempre specializzata nel progettare seggiolini professionali ergonomici che favoriscono una postura corretta, mantenendo la curvatura naturale della colonna vertebrale e assicurando una distribuzione uniforme del peso senza compressioni dolorose.

I seggiolini della linee EGG R sono stati progettati per offrire il miglior comfort a professionisti e pazienti di ogni settore.

La tappezzeria dei modelli EGG R è in similpelle di alta qualità, priva di cuciture, facile da pulire e igienizzare.

Inoltre è ignifuga secondo la normativa ISO 6875 e UNI 4818.74.

L'utilizzo di questa tappezzeria rende la seduta morbida, anatomica e assicura una distribuzione uniforme del peso, senza compressioni dolorose.

Lo schienale girevole a forma di "U" offre un buon supporto alla schiena e un comodo appoggio per il braccio dell'utilizzatore.

È possibile modificare la posizione dello schienale, ribaltandolo da destra a sinistra, rendendo il seggiolino particolarmente idoneo anche per i professionisti mancini.

Seggiolino EGGR 6027 verde acqua.