



## Seggiolino SILVER, A1 azzurro pervinca, base cromata

Seggiolino SILVER, colore A1 azzurro pervinca, base cromata, regolazione alzata e schienale

**Disponibile**

**COD:** DE8.01.A1

**Categorie:** Eco Line

### Descrizione

---

Seggiolino SILVER A1 azzurro pervinca.

Comodi ed ergonomici, i seggiolini Silver rispettano l'anatomia e si affermano nel mercato grazie all'elevato rapporto qualità-prezzo. Le leve di regolazione sono facilmente accessibili, permettendo di regolare l'altezza del seggiolino senza interrompere il trattamento. La gamma offre otto colorazioni differenti che si abbinano alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.

Le morbide imbottiture anatomiche sono confortevoli anche durante gli interventi più lunghi. L'utilizzo di un tessuto ignifugo e senza cuciture ne permette una facile igienizzazione e pulizia.

Tutti i seggiolini sono dotati di salita e discesa pneumatica regolabile, oltre alla regolazione dell'inclinazione dello schienale.

Seggiolino SILVER A1 azzurro pervinca.