



Seggiolino SILVER, A6 giallo narciso, base cromata

Seggiolino SILVER, colore A6 giallo narciso, base cromata, regolazione alzata e schienale

Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: DE8.01.A6

Categorie: Eco Line

Descrizione

Seggiolino SILVER A6 giallo narciso.

Comodi ed ergonomici, i seggiolini Silver rispettano l'anatomia e si affermano nel mercato grazie all'elevato rapporto qualità-prezzo. Le leve di regolazione sono facilmente accessibili, permettendo di regolare l'altezza del seggiolino senza interrompere il trattamento. La gamma offre otto colorazioni differenti che si abbinano alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.

Le morbide imbottiture anatomiche sono confortevoli anche durante gli interventi più lunghi. L'utilizzo di un tessuto ignifugo e senza cuciture ne permette una facile igienizzazione e pulizia.

Tutti i seggiolini sono dotati di salita e discesa pneumatica regolabile, oltre alla regolazione dell'inclinazione dello schienale.

Seggiolino SILVER A6 giallo narciso.