



## Seggiolino STING ST, 5002 blu elettrico, base in alluminio

Seggiolino STING ST, colore 5002 blu elettrico, base in alluminio, regolazione alzata e rotazione schienale

**Disponibile su richiesta**

**COD:** DE8.05T1009D

**Categorie:** Over Line

### Descrizione

---

Seggiolino STING ST 5002 blu elettrico.

La scelta di un appropriato seggiolino risulta un investimento d'importanza rilevante per la salute dell'operatore. Tecnomed è da sempre specializzata nel progettare seggiolini professionali ergonomici che favoriscono una postura corretta, mantenendo la curvatura naturale della colonna vertebrale e assicurando una distribuzione uniforme del peso senza compressioni dolorose.

I seggiolini della linee StingST sono stati progettati per offrire il miglior comfort a professionisti e pazienti di ogni settore.

La tappezzeria dei modelli StingST è in similpelle di alta qualità, priva di cuciture, facile da pulire e igienizzare.

Inoltre è ignifuga secondo la normativa ISO 6875 e UNI 4818.74.

L'utilizzo di questa tappezzeria rende la seduta morbida, anatomica e assicura una distribuzione uniforme del peso, senza compressioni dolorose.

Il modello StingST è stato studiato per professionisti che lavorano seduti per molte ore. La seduta a forma di sella fa sì che il corpo mantenga la postura ottimale. La posizione delle gambe a "V" da sollievo alla spina dorsale e migliora la circolazione. È inoltre possibile regolarne l'inclinazione.

Seggiolino STING ST 5002 blu elettrico.