



Stampato il 06/06/2025

<https://shop.tecnomeditalia.com/prodotto/seggolino-sting-st-6000-verde-foglia-base-in-alluminio/>



Seggiolino STING ST, 6000 verde foglia, base in alluminio

Seggiolino STING ST, colore 6000 verde foglia, base in alluminio, regolazione alzata e rotazione schienale

1.027,94 €

Disponibile su richiesta

COD: DE8.05T5511

Categorie: Comfort

Descrizione

Seggiolino STING ST 6000 verde foglia.

La scelta di un appropriato seggiolino risulta un investimento d'importanza rilevante per la salute dell'operatore. Tecnomed è da sempre specializzata nel progettare seggiolini professionali ergonomici che favoriscono una postura corretta, mantenendo la curvatura naturale della colonna vertebrale e assicurando una distribuzione uniforme del peso senza compressioni dolorose.

I seggiolini della linee StingST sono stati progettati per offrire il miglior comfort a professionisti e pazienti di ogni settore.

La tappezzeria dei modelli StingST è in similpelle di alta qualità, priva di cuciture, facile da pulire e igienizzare.

Inoltre è ignifuga secondo la normativa ISO 6875 e UNI 4818.74.

L'utilizzo di questa tappezzeria rende la seduta morbida, anatomica e assicura una distribuzione uniforme del peso, senza compressioni dolorose.

Il modello StingST è stato studiato per professionisti che lavorano seduti per molte ore. La seduta a forma di sella fa sì che il corpo mantenga la postura ottimale. La posizione delle gambe a "V" dà sollievo alla spina dorsale e migliora la circolazione. È inoltre possibile regolarne l'inclinazione.

Seggiolino STING ST 6000 verde foglia.