



Sensore intraorale Rvg Tecnoray XP,30x20mm

Sensore RVG Dentale RVG19X, tecnologia photon-counting, risoluzione 12~14 lp/mm, tempo imaging 3 secondi, area sensibile 30x20 mm, spessore 5 mm, connessione USB 2.0, compatibile con Windows 7/8/10.

Disponibile su richiesta

COD: RVG19X

Categorie: Sensori e scanner PSP

Descrizione

Sensore RVG Dentale Tecnomed Italia: Precisione e Innovazione per il Tuo Studio

Tecnomed Italia presenta il sensore RVG Dentale, una soluzione all'avanguardia per garantire immagini diagnostiche di altissima qualità, pensata per offrire efficienza e precisione a un prezzo competitivo. Progettato con un chip in silicio di ultima generazione, il sensore RVG19X riduce l'effetto sfocatura e assicura una nitidezza costante delle immagini, permettendo ai professionisti odontoiatrici di migliorare la diagnosi senza incrementare i costi operativi.

Immagini Nitide e Stabili nel Tempo Il cuore del RVG19X è il suo chip in silicio, che sostituisce l'uso di materiali tradizionali come il cesio ioduro, eliminando la sfocatura e garantendo immagini cristalline. Questo rende il sensore ideale per ottenere diagnosi accurate in qualsiasi condizione operativa, mantenendo standard qualitativi elevati.

Tecnologia Photon-Counting: Diagnosi Impeccabili Grazie alla rivoluzionaria tecnologia photon-counting, finora utilizzata solo nelle TAC cliniche, il RVG19X offre immagini dirette, riducendo drasticamente le interferenze luminose. Questo sistema di imaging avanzato permette una precisione senza pari, ottimizzando l'efficacia diagnostica dello studio dentistico.

Efficienza Ottimizzata per il Flusso di Lavoro: Il RVG19X vanta un'ampia gamma dinamica che semplifica il processo di acquisizione delle immagini. La regolazione automatica del contrasto e della luminosità riduce i tempi di preparazione, velocizzando il flusso di lavoro e migliorando l'efficienza operativa.

Caratteristiche Tecniche

- Risoluzione effettiva: 12~14 lp/mm
- Tempo di imaging: 3 secondi
- Area sensibile (attiva): 30x20 mm
- Spessore: 5 mm



- Connessione: cavo USB 2.0, 3 metri
- Compatibilità sistemi operativi: Windows 7 / 8 / 10 /11
- Il Sensore RVG Dentale RVG19X di Tecnomed Italia rappresenta la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate, semplicità d'uso e convenienza.