



Separatore d'amalgama Compact Dynamic Metasys, installazione su riunito

Separatore d'amalgama Compact Dynamic Metasys, installazione su riunito

Spedizione prevista in 15 giorni

COD: 01060001

Categorie: Separatori amalgama

Descrizione

Il Separatore amalgama Compact Dynamic Metasys a riunito è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo compatto e affidabile, progettato per garantire un'alta efficienza di separazione in un'unica unità, risparmiando spazio.

Grazie al processo di separazione dinamica, il COMPACT Dynamic raggiunge un'efficienza di separazione fino al 96,4%, assicurando un funzionamento ottimale anche sotto le condizioni più gravose, come la formazione di schiuma durante interventi di profilassi e varie procedure chirurgiche. Dotato di tecnologia a sensore capacitivo aggiornata, monitora con precisione il livello di riempimento dall'esterno, eliminando la necessità di sonde interne che richiedono pulizie frequenti.

Punti di forza e caratteristiche:

- **Separazione dinamica:** Contrasta efficacemente la formazione di schiuma all'interno del dispositivo, prevenendo guasti dell'apparecchiatura.
- **Sensore capacitivo:** Tecnologia avanzata che garantisce massima affidabilità nel monitoraggio dei livelli senza necessità di sonde interne.
- **Pulizia facilitata:** L'intero dispositivo si pulisce tramite la linea di aspirazione con il processo di disinfezione a suzione utilizzando GREEN&CLEAN M2, evitando la manipolazione di parti contaminate.
- **Installazione versatile:** Design compatto e kit di retrofit disponibili per una facile integrazione in ambienti esistenti.

Specifiche tecniche:

- Efficienza di separazione: fino al 96,4%.
- Tecnologia di monitoraggio: Sensore capacitivo esterno.
- Metodo di pulizia: Disinfezione a suzione con GREEN&CLEAN M2.



- Installazione: Unità singola, compatta, con kit di retrofit disponibile.
- Applicazioni: Profilassi e procedure chirurgiche.

Il COMPACT Dynamic si distingue per la sua facilità d'uso e manutenzione, offrendo una soluzione affidabile e all'avanguardia per la gestione dei residui di amalgama.

Acquista da Tecnomed Italia COMPACT Dynamic di Metasys e scopri una nuova dimensione di efficienza e affidabilità nei sistemi di separazione d'Amalgama per studi dentistici. Ottimizza il tuo lavoro quotidiano con le soluzioni Metasys, con la sicurezza e la garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.

Caratteristiche tecniche Separatore amalgama Compact Dynamic Metasys a riunito:

Tipologia separazione	Amalgama – 96,4%
Installazione	Da riunito
Adatto per impianti	Aria-Umido
Cod. Barattolo di ricambio	55020706
Capacità barattolo	320 CC
Scarico acque	Forzato
Alimentazione	24Vac
Potenza	100 Watt
Peso	1,5 Kg
Dimensioni lxxpxh	301 x 173 x 110 mm
Garanzia	24 mesi