

Separatore d'amalgama ECO II plus fino a 5 riuniti



Disponibile su richiesta

COD: 101000024

Categorie: Separatori amalgama

Descrizione

Il Separatore D'Amalgama ECO II PLUS 5 riuniti è progettato per offrire una gestione dell'amalgama efficiente e priva di complicazioni, servendo fino a cinque riuniti con una soluzione completamente priva di componenti elettronici.

Questo dispositivo si distingue per la sua facilità d'installazione e di utilizzo, eliminando la necessità di comandi o schede elettroniche. La sua semplicità non compromette però l'efficacia: l'ECO II PLUS garantisce un tasso di separazione dell'amalgama superiore al 99%, rispondendo pienamente alle esigenze di cliniche odontoiatriche che puntano a soluzioni affidabili e conformi alle normative vigenti. Il contenitore deve essere sostituito annualmente per mantenere la sua efficienza, secondo le direttive ISO.

Punti di Forza e Caratteristiche:

- **Semplicità e Affidabilità:** Funzionamento senza componenti elettronici, riducendo il rischio di guasti e manutenzione.
- **Efficienza Certificata:** Tasso di separazione dell'amalgama superiore al 99%, conforme alle normative ISO.
- **Adattabilità:** Ideale per cliniche con 1-5 riuniti, adattandosi a diverse esigenze operative.
- **Manutenzione Minima:** Richiede solo la sostituzione annuale del contenitore, senza ulteriori interventi tecnici complessi.

Specifiche Tecniche Separatore D'Amalgama ECO II PLUS 5 riuniti:

- **Capacità:** Fino a 5 riuniti.
- **Sistema di Separazione:** Senza componenti elettronici.
- **Tasso di Separazione:** >99%.



- **Manutenzione:** Sostituzione annuale del contenitore.
- **Conformità:** Conforme agli standard ISO.

Il Separatore D'Amalgama ECO II PLUS rappresenta una scelta pratica e conveniente per la gestione dell'amalgama, combinando semplicità e alta performance.

Acquista da Tecnomed Italia ECO II PLUS di Metasys e scopri una nuova dimensione di efficienza e affidabilità nei sistemi di separazione d'amalgama per studi dentistici. Ottimizza il tuo lavoro quotidiano con la tecnologia Metasys e la sicurezza e la garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.