

Separatore d'amalgama MST1 Metasys, installazione carenato a pavimento



Separatore d'amalgama MST1 Metasys, installazione carenato a pavimento.

Disponibile su richiesta

COD: 01010020

Categorie: Separatori amalgama

Descrizione

Il Separatore d'amalgama MULTI SYSTEM TYP 1 di METASYS a pavimento, rappresenta una soluzione all'avanguardia, combinando efficienza e sostenibilità in un unico dispositivo compatto.

Progettato come un separatore di amalgama a due stadi, questo sistema integra la separazione aria/acqua e una valvola di selezione del luogo, offrendo una performance affidabile grazie all'esperienza pluriennale di METASYS nel settore. Con una capacità di separazione del 98,6% secondo gli standard DIN tedeschi, il MULTI SYSTEM TYP 1 utilizza un processo di pre-sedimentazione e separazione dinamica per garantire un'alta efficienza e contribuire alla tutela ambientale.

Caratteristiche e Punti di Forza:

- **Tecnologia collaudata:** con oltre 250.000 unità installate in tutto il mondo, è una scelta sicura e affidabile.
- **Separazione statica aria/acqua ottimale:** garantisce un funzionamento efficiente e riduce i rischi di intasamento.
- **Valvola di selezione integrata:** permette una gestione ottimizzata del sistema.
- **Connessione diretta alla bacinella dello sputo:** facile da installare, non richiede modifiche complesse.
- **Manutenzione ridotta:** grazie alla funzione di autopulizia integrata e alla costruzione modulare, i costi di manutenzione sono minimizzati.
- **Compatibilità:** adatto per sistemi a umido e a secco.

Specifiche Tecniche:

- Separazione dell'amalgama: 98,6% (secondo DIN tedesco)
- Sistema: a due stadi con pre-sedimentazione e separazione dinamica
- Funzione di autopulizia: integrata



- Installazione: diretta alla bacinella dello sputo
- Manutenzione: semplice, grazie alla struttura modulare
- Compatibilità: sistemi a umido e a secco

Il MULTI SYSTEM TYP 1 di METASYS è la scelta ideale per chi cerca un separatore di amalgama efficiente e facile da gestire, riducendo l'impatto ambientale del proprio studio dentistico.

Acquista da Tecnomed Italia MULTI SYSTEM TYP 1 di Metasys e scopri una nuova dimensione di efficienza e affidabilità nei sistemi di separazione d'Amalgama per studi dentistici. Ottimizza il tuo lavoro quotidiano con le soluzioni Metasys, con la sicurezza e la garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.

Caratteristiche tecniche Separatore d'amalgama MULTI SYSTEM TYP 1 METASYS:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Tipologia separazione | Amalgama – 98,6% |
| Installazione | Carenato |
| Adatto per impianti | Aria-Umido |
| Cod. Barattolo di ricambio | 55020705 |
| Capacità barattolo | 380 CC |
| Scarico acque | Forzato |
| Alimentazione | 220/240V-50/60 Hz |
| Potenza | 46 Watt |
| Peso | 5,5 Kg |
| Dimensioni lxxpxh | 340 x 280 x 185 mm |
| Garanzia | 12 mesi |