



## Servomobile 500X475X810h con cassetto e anta, maniglie colori Ral

**Disponibile**

**COD:** DE9.32.1SO

**Categorie:** Servomobili

### Descrizione

---

Il **servomobile clinico modulare con cassetto e anta** da 500x475x810h è pensato per migliorare l'organizzazione degli ambienti di lavoro clinici. Le sue dimensioni compatte permettono di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, offrendo ordine, praticità e un supporto costante durante le attività quotidiane.

### STRUTTURA E FUNZIONALITÀ

Il design è semplice, lineare e pensato per ambienti in cui igiene e pulizia visiva sono fondamentali. Il cassetto e l'anta garantiscono una suddivisione chiara degli strumenti, aiutando il professionista a mantenere tutto il materiale ordinato e facilmente raggiungibile. L'organizzazione interna semplifica i flussi di lavoro e riduce i tempi di preparazione delle procedure.

### CARATTERE CLINICO MODULARE

Questo servomobile si integra facilmente in diversi tipi di studi e ambulatori. La sua struttura modulare permette di adattarlo a configurazioni cliniche differenti, migliorando l'efficienza operativa e contribuendo a un ambiente professionale e accogliente anche per il paziente.

### MOBILITÀ E SUPPORTO OPERATIVO

Grazie alle ruote, il servomobile clinico modulare con cassetto e anta può essere spostato con facilità e posizionato dove serve, in base alle necessità del momento. Questa caratteristica aumenta la flessibilità della postazione di lavoro e rende l'unità un elemento essenziale per il supporto clinico quotidiano.