



## Servomobile 500X475X810h Handy-Soft 4 cassetti, maniglie colori Ral

**Disponibile su richiesta**

**COD:** DE9.31.4SO

**Categorie:** Servomobili

### Descrizione

---

Il **servomobile clinico modulare con 4 cassetti**, nelle dimensioni 500x475x810h, è progettato per migliorare l'organizzazione degli ambienti sanitari. La struttura compatta consente di ottimizzare lo spazio disponibile, garantendo ordine, accessibilità e un supporto pratico alle attività quotidiane del professionista.

### STRUTTURA E FUNZIONALITÀ

Il design essenziale valorizza superfici pulite e facilmente sanificabili, fondamentali in qualunque contesto clinico. I quattro cassetti permettono di suddividere in modo chiaro gli strumenti e il materiale necessario, rendendo ogni procedura più rapida e organizzata. La disposizione interna semplifica la gestione dei flussi di lavoro e riduce i tempi di preparazione.

### CARATTERE CLINICO MODULARE

Grazie alla sua impostazione modulare, il servomobile si integra con facilità in studi medici, ambulatori, cliniche estetiche o realtà multidisciplinari. L'organizzazione interna è studiata per rispondere alle esigenze operative del professionista e migliorare la qualità percepita dall'ambiente da parte del paziente.

### MOBILITÀ E SUPPORTO OPERATIVO

Le ruote permettono al servomobile clinico modulare con 4 cassetti di essere spostato con facilità e posizionato dove serve, in base alle esigenze della singola procedura. Questa mobilità aumenta la versatilità della postazione di lavoro, rendendo il servomobile un supporto indispensabile nella pratica clinica quotidiana.