



# Servomobile 500X475X810h Handy-Soft 5 cassetti, maniglie colori Ral

#### Disponibile su richiesta

COD: DE9.31.5SO Categorie: Servomobili

#### **Descrizione**

Il **servomobile clinico modulare con 5 cassetti**, nelle dimensioni 500×475×810h, è pensato per migliorare l'organizzazione dello spazio nelle aree cliniche. La struttura compatta consente di ottimizzare ogni ambiente di lavoro, offrendo ordine, accessibilità e supporto durante le attività quotidiane del professionista.

#### STRUTTURA E FUNZIONALITÀ

Il design essenziale mette in risalto superfici pulite e facilmente igienizzabili, ideali per studi medici, ambulatori ed estetici. I cinque cassetti permettono una suddivisione precisa degli strumenti, con spazi dedicati per materiali e dispositivi utilizzati più di frequente. L'organizzazione interna facilita il flusso operativo e riduce i tempi di preparazione prima di ogni procedura.

### **CARATTERE CLINICO MODULARE**

Grazie alla sua impostazione modulare, il servomobile clinico modulare con 5 cassetti si adatta con facilità a diverse configurazioni di studio. La distribuzione interna risponde alle esigenze operative del professionista e contribuisce alla percezione di un ambiente ordinato, professionale e accogliente anche per il paziente.

## **MOBILITÀ E SUPPORTO OPERATIVO**

Le ruote permettono di spostare e riposizionare rapidamente il servomobile in base alle necessità della singola procedura. Questa mobilità incrementa la versatilità del posto di lavoro e rende l'unità un elemento indispensabile all'interno della routine clinica quotidiana.