



## Servomobile 500X475X810h Handy-Soft 6 cassetti, maniglie colori Ral

Disponibile su richiesta

COD: DE9.31.6SO

Categorie: Servomobili

### Descrizione

---

Il **servomobile clinico modulare con 6 cassetti**, nelle dimensioni 500x475x810h, è progettato per ottimizzare l'organizzazione delle postazioni di lavoro cliniche. Grazie alla sua struttura compatta, permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, offrendo ordine, praticità e un supporto efficiente durante le attività quotidiane.

### STRUTTURA E FUNZIONALITÀ

Il design lineare valorizza superfici facili da igienizzare, ideali per contesti sanitari in cui pulizia e ordine visivo sono fondamentali. I sei cassetti garantiscono una suddivisione precisa degli strumenti, offrendo spazi dedicati per materiali e dispositivi utilizzati con maggiore frequenza. La struttura del **servomobile clinico modulare con 6 cassetti** semplifica i flussi di lavoro, ottimizza i tempi di preparazione e migliora la gestione delle procedure.

### CARATTERE CLINICO MODULARE

La configurazione modulare consente al servomobile di integrarsi con facilità in studi medici, ambulatori, cliniche estetiche e ambienti multidisciplinari. L'organizzazione interna risponde alle esigenze operative del professionista, contribuendo alla percezione di un ambiente ordinato, funzionale e professionale.

### MOBILITÀ E SUPPORTO OPERATIVO

Le ruote permettono di spostare l'unità in modo rapido e agevole, adattandola alle necessità della singola procedura. Questa flessibilità operativa rende il servomobile un elemento indispensabile per migliorare l'efficienza del lavoro clinico quotidiano.