



Set 2 contrangoli Ivory SL4201C 20:1 verdi con spray esterno

Set 2x contrangolo verde chirurgico Ivory Silk Line 20:1 cieco, spray esterno.

Disponibile su richiesta

COD: OF420

Categorie: Contrangoli

Descrizione

Il kit contrangoli chirurgici Ivory Silk Line 20:1 con spray esterno include due strumenti progettati per procedure di implantologia nello studio odontoiatrico. La trasmissione riduttrice 20:1 consente di ottenere una velocità controllata e una coppia elevata durante gli interventi chirurgici.

Gli organi di trasmissione meccanica ad alta precisione sono realizzati con tolleranze estremamente ridotte per trasferire la potenza del micromotore in modo efficiente, limitando vibrazioni, rumore e dispersioni di energia. Il risultato è un funzionamento stabile e preciso durante le procedure operative.

La testina compatta consente un accesso facilitato alle aree chirurgiche più difficili da raggiungere, migliorando la visibilità e la precisione durante il trattamento.

Il sistema spray esterno contribuisce al raffreddamento dell'area di lavoro durante l'utilizzo dello strumento.

I contrangoli sono termodisinfettabili e sterilizzabili in autoclave fino a 135°C, supportando i protocolli di igiene e sterilizzazione richiesti nello studio odontoiatrico.

Caratteristiche tecniche kit contrangoli chirurgici Ivory Silk Line 20:1 con spray esterno

Testina Estraibile	NO
Fibra ottica	NO
Trasmissione	20:1
Indicazioni	Implantologia
Meccanismo di arresto	Pulsante/Push
Tipo di Spray	Esterno



Compatibilità	Intramatic ISO 3964
Velocità di rotazione	2.000 rpm
Rotazione della testa	NO
Torque (Ncm):	? 55 Ncm
Diametro della Testa	9.5mm
Altezza della Testa	13.5mm
Diametro della fresa	2.334/2.350 mm
Lunghezza della fresa	9–34mm
Peso	58gr
Autoclavabile	SI
Tipo di Lubrificazione	Olio