



## Siringa angolare acciaio 3 funzioni Minimate Luzzani, cordone grigio 1,7m

Siringa angolare in acciaio Minimate 3F Luzzani con cordone grigio 1700mm

**Spedizione prevista in 30 giorni circa**

**COD:** PL027M

**Categorie:** Siringhe

### Descrizione

---

**Siringa angolare acciaio 3 funzioni Minimate Luzzani con cordone grigio 1,7 m.** Ricambio professionale per riuniti odontoiatrici, con struttura in acciaio inox per garantire durabilità e prestazioni affidabili.