



## **Siringa angolare acciaio 3 funzioni Minimate Luzzani, cordone grigio 1,7m**

Siringa angolare in acciaio Minimate 3F Luzzani con cordone grigio 1700mm

**Disponibile**

**COD:** PL027M

**Categorie:** Siringhe

### **Descrizione**

---

**Siringa angolare acciaio 3 funzioni Minimate Luzzani con cordone grigio 1,7 m.** Ricambio professionale per riuniti odontoiatrici, con struttura in acciaio inox per garantire durabilità e prestazioni affidabili.