



Staffa supporto telecamera per fiss.a vesa monitor, bianco

Staffa supporto telecamera intraorale, fissaggio a VESA monitor, colore bianco, dimensioni (LxAxB) 363x225x43mm

Disponibile

COD: SV039003

Categorie: Telecamere intraorali

Descrizione

Staffa supporto telecamera per fissaggio a VESA monitor.

Strumenti indispensabili all'interno di uno studio dentistico, i monitor e i computer non devono compromettere gli elevati standard di igiene richiesti. Le apparecchiature, oltre a possedere i requisiti medicali, devono essere funzionali in quanto a mobilità e praticità di utilizzo, oltre ad avere un'estetica accurata ed accattivante. I bracci proposti supportano tutti i tipi di monitor, l'installazione è molto semplice e non necessita di un tecnico specializzato, ma solo di una comune chiave a brugola. Sono dotati di una maniglia per movimentare al meglio monitor o monitor PC fissati sull'attacco Vesa 75 o 100. La nuova linea di bracci componibili firmati Tecnomed Italia si distingue per la sua versatilità; è possibile, infatti, scegliere tra diverse misure dei vari componenti. In questo modo potrai crearti il braccio su misura per le tue esigenze. I cavi, optional, possono essere integrati al braccio. È possibile scegliere fra i cavi convenzionali di tipo VGA, USB e alimentazione.

Caratteristiche tecniche Staffa supporto telecamera per fissaggio a VESA monitor.

| | |
|----------|----------------|
| Colore | bianco dentale |
| L | 363 mm |
| A | 225 mm |
| B | 43 mm |
| Garanzia | 24 mesi |