



Sterilizzatore UVC per smartphone,USB dim.int.180x98x22mm. DISPON.: 6pz

Sterilizzatore UVC per smartphone e piccoli oggetti di uso quotidiano, ideale per una sanificazione rapida ed efficace in soli 10 minuti.
DISPONIBILI 6 PEZZI

Disponibile

COD: DE2044

Categorie: Attrezzatura

Descrizione

Lo **Sterilizzatore UVC SMART (DISPONIBILI 6 PEZZI)** è la soluzione pratica per la sanificazione rapida di smartphone e piccoli accessori che vengono toccati frequentemente durante la giornata. Il design compatto e moderno lo rende facile da collocare su qualsiasi scrivania, banco di lavoro o postazione operativa.

La tecnologia UVC permette di trattare in modo semplice oggetti di uso comune come telefoni, chiavi, mascherine e accessori personali, aiutando a mantenere una migliore igiene quotidiana. Il ciclo di azione da **10 minuti** consente un utilizzo veloce e funzionale, adatto sia in ambito domestico sia in contesti professionali.

Il dispositivo è inoltre **ricaricabile tramite porta USB esterna 5V 1A** e dispone di **porta USB interna per la ricarica dello smartphone**, offrendo un vantaggio pratico in più durante l'utilizzo.

Caratteristiche principali

- Sterilizzatore UVC per smartphone e piccoli oggetti
- Trattamento rapido in **10 minuti**
- **Abbattimento microbiologico fino al 99%**
- Adatto per smartphone, chiavi, mascherine e accessori
- Ricaricabile tramite **porta USB esterna 5V 1A**
- **Porta USB interna** per ricarica smartphone
- Design compatto e moderno
- Ideale per uso quotidiano in casa, studio o ufficio

Specifiche tecniche

- Lunghezza d'onda: **254nm**
- Alimentazione: **5V 1A**
- Dimensioni interne: **180x98x22mm**



- Peso: **300g**
- Tempo di azione necessario: **10 minuti**