



## Supporto a ganascia per braccio OKKIO 90mm, colore bianco

Supporto a ganascia per braccio OKKIO 90mm, per l'installazione a palo lampada del riunito di diametro 90mm, colore bianco.

**Spedizione prevista in 10 giorni**

**COD:** FK9389

**Categorie:** OKKIO

### Descrizione

---

Supporto a **ganascia** progettato per il **fissaggio del braccio telecamera medica OKKIO** su **palo lampada del riunito** con **diametro 90mm**.

Questa soluzione consente di integrare il sistema di ripresa direttamente sulla struttura del riunito, ottimizzando gli spazi e mantenendo la postazione di lavoro ordinata e funzionale.

Il supporto a ganascia rappresenta una scelta **pratica e versatile** perché permette l'installazione del braccio senza forature o modifiche permanenti, garantendo una presa stabile sul palo lampada. È ideale per chi desidera una configurazione **pulita, professionale e facilmente adattabile**, con la telecamera sempre correttamente posizionata e pronta all'uso durante l'attività clinica.