



Supporto a parete per braccio OKKIO, colore bianco

Supporto per l'installazione a parete del braccio OKKIO per braccio OKKIO, colore bianco.

Disponibile

COD: FK934P

Categorie: OKKIO

Descrizione

Supporto a parete per braccio della videocamera medica OKKIO, colore bianco.

Progettato per l'**installazione a parete del braccio della videocamera medica OKKIO**, rappresenta una soluzione ottimale in termini di **stabilità delle riprese video** durante l'attività clinica.

La **distanza massima dal poggiatesta del riunito in posizione di lavoro è di 1.5m**, garantendo un corretto utilizzo della **videocamera medica OKKIO**. L'installazione prevede **tre punti di fissaggio a parete**.