



## Supporto a poggiatesta per braccio OKKIO

Supporto a poggiatesta per braccio OKKIO, consente l'installazione alla poltrona del riunito, ruotabile di 180 gradi.

**Disponibile**

**COD:** FK939S

**Categorie:** OKKIO

### Descrizione

---

**Supporto a poggiatesta per braccio OKKIO**, progettato per offrire **minimo ingombro** e massima praticità d'uso.

Il supporto è **ruotabile di 180 gradi**, consentendo un posizionamento flessibile del braccio in base alle esigenze operative.

Ideale per l'**installazione diretta sulla poltrona del riunito**, garantisce **riprese stabili** e una configurazione ordinata della postazione di lavoro, senza interferire con l'attività clinica.