



Supporto per 2 bicchieri in Pyrex per CLEA3L CLEA5L, misura 262×162

Supporto per 2 bicchieri in Pyrex per CLEA3L CLEA5L, spessore 8mm, misura 262x162

Disponibile

COD: CLA04

Categorie: Bicchieri

Descrizione

Supporto 2 bicchieri Pyrex.

Supporto per 2 bicchieri in Pyrex per vasche ad ultrasuoni Digiclean CLEA3L (3 lt.) e CLEA5L (5 lt.).

Dimensioni 262 x 162 mm.