


## Supporto per 4 bicchieri in Pyrex per CLEA10L, misura 326x264



Supporto per 4 bicchieri in Pyrex per CLEA10L, spessore 8mm, misura 326x264

**Disponibile**

**COD:** CLA10L.6

**Categorie:** Bicchieri

### Descrizione

---

Supporto 4 bicchieri CLEA10L.

Supporto per 4 bicchieri in Pyrex per vasca a ultrasuoni Digiclean CLEA10L 10l.

Dimensioni: 326 x 264 mm.