



## Supporto per manipolo Elettrobisturi per braccio Easy Tray

Supporto per manipolo elettrobisturi da montare su braccio Easy Tray, stabile e facilmente accessibile.

## **Disponibile**

COD: DE1003X.3

Categorie: Accessori portamanipoli

## **Descrizione**

Supporto per manipolo elettrobisturi compatibile con il braccio Easy Tray. Offre una sistemazione stabile e sicura del manipolo, migliorando l'accessibilità, l'ordine e l'efficienza durante gli interventi chirurgici.