


Supporto vesa 75/100 bianco dentale



Piastra di fissaggio VESA per collegare monitor con attacco 70x70mm o 100x100mm a bracci porta monitor.

Disponibile

COD: SV029010

Categorie: Attacchi VESA

Descrizione

SV029010: piastra di supporto VESA per collegamento monitor a braccio.

Caratteristiche principali

- Attacco VESA 70x70mm e 100x100mm
- Serraggio con viti 2 x M5

Caratteristiche tecniche

- Compatibile con standard VESA 70x70mm / 100x100mm
- Materiale: metallo
- Colore: bianco dentale
- Certificazione: 2001/95/CE
- Garanzia: 36 mesi

Ambiti applicativi



- Riuniti odontoiatrici / podologici
- Postazioni medicali con braccio articolato

Nota di configurazione

La piastra di supporto VESA può essere combinata con bracci porta monitor Tecnomed.