

Supporto vesa 75/100 con maniglia bianco dentale



Supporto VESA 75/100 con maniglia, colore bianco dentale, per aggancio braccio porta monitor, installazione senza la necessità di un tecnico specializzato.

Disponibile

COD: SV019010

Categorie: Attacchi VESA

Descrizione

Supporto VESA 75/100 con maniglia

Strumenti indispensabili all'interno di uno studio dentistico, i monitor e i computer non devono compromettere gli elevati standard di igiene richiesti. Le apparecchiature, oltre a possedere i requisiti medicali, devono essere funzionali in quanto a mobilità e praticità di utilizzo, oltre ad avere un'estetica accurata ed accattivante. I bracci proposti supportano tutti i tipi di monitor, l'installazione è molto semplice e non necessita di un tecnico specializzato, ma solo di una comune chiave a brugola. Sono dotati di una maniglia per movimentare al meglio monitor o monitor PC fissati sull'attacco Vesa 75 o 100. La nuova linea di bracci componibili firmati Tecnomed Italia si distingue per la sua versatilità; è possibile, infatti, scegliere tra diverse misure dei vari componenti. In questo modo potrai crearti il braccio su misura per le tue esigenze. I cavi, optional, possono essere integrati al braccio. È possibile scegliere fra i cavi convenzionali di tipo VGA, USB e alimentazione.

Caratteristiche tecniche Supporto VESA 75/100 con maniglia

Colore	bianco dentale
maniglia	•
A	115 mm
B	115 mm
L	245 mm
Garanzia	24 mesi