

## Supporto vesa 75/100 con maniglia bianco dentale



Piastra di supporto VESA 75/100 con maniglia di movimentazione per il fissaggio del monitor a braccio articolato.

**Disponibile**

**COD:** SV019010

**Categorie:** Attacchi VESA

### Descrizione

---

SV019010: piastra di supporto VESA con maniglia di movimentazione per collegamento monitor a braccio.

### Caratteristiche principali

- Attacco VESA 75x75mm e 100x100mm
- Maniglia integrata per la movimentazione del monitor
- Serraggio con viti 2 x M5

### Caratteristiche tecniche

- Compatibile con standard VESA 75x75mm / 100x100mm
- Dimensioni maniglia (LxH): 290 mm x 170 mm
- Materiale: metallo
- Colore: bianco dentale
- Certificazione: 2001/95/CE
- Garanzia: 36 mesi

### Ambiti applicativi

- Riuniti odontoiatrici / podologici
- Postazioni medicali con braccio articolato

### Nota di configurazione

La piastra di supporto VESA con maniglia può essere combinata con i **bracci porta monitor Tecnomed**.