


Tampone inchiostro per etichettatrice, confezione da 5 pezzi



Tampone inchiostro per etichettatrice, adatti per 2 linee di stampa, diametro 12mm e larghezza 22mm confezione da 5 pezzi

Disponibile

COD: DEA4.15

Categorie: Etichette e ribbon

Descrizione

Tamponi inchiostatori per etichettatrice, con inchiostro speciale, chiusi ermeticamente, adatti per etichettatrice con due linee di stampa.

Data di scadenza 3 anni.

Confezione da 5 tamponi.