


## Tampone inchiostatore per etichettatrice, confezione da 5 pezzi



Tampone inchiostatore per etichettatrice, adatti per 2 linee di stampa, diametro 12mm e larghezza 22mm confezione da 5 pezzi

**Disponibile**

**COD:** DEA4.15

**Categorie:** Etichette e ribbon

### Descrizione

---

Tamponi inchiostatori per etichettatrice, con inchiostro speciale, chiusi ermeticamente, adatti per etichettatrice con due linee di stampa.

Data di scadenza 3 anni.

Confezione da 5 tamponi.