



Tastiera PC medica wireless, autoclavabile, IP65

Tastiera per PC medica, IP65, con membrana in silicone autoclavabile, garantisce maggior la protezione contro le infezioni.

Spedizione prevista in 10 giorni circa

COD: DE1004.5SO

Categorie: PC all in one

Descrizione

La Tastiera PC medica Wireless Autoclavabile IP65 è un prodotto dalle prestazioni elevate e altamente affidabile.

La capacità di purificazione e disinfezione la rende perfetta negli ospedali e presso gli studi medici. La sua membrana in silicone protegge la tastiera e il campo dei tasti dall'ingresso di sporco e liquidi.

La Tastiera PC medica Wireless Autoclavabile IP65 aumenta la protezione contro le infezioni e limita il rischio e la responsabilità dell'operatore sanitario.

CARATTERISTICHE

- protezione a 360° da sporco e acqua;
- Membrana in silicone per la massima igiene;
- Campo tasti sigillato;
- Tasti piatti per un'accurata disinfezione della superficie;
- Eccellente sensazione tattile dei tasti per la scrittura di tipi pesanti in applicazioni critiche per l'igiene.

VANTAGGI

- Disinfezione accurata del campo tasti e della tastiera con un panno;
- Membrana dei tasti in silicone con basso profilo dei tasti e superficie autosufficiente e senza giunzioni;
- La funzione CleanFunction consente di disabilitare il campo tasti durante la pulizia ("Fn "+"Clean on/off");
- Membrana dei tasti intercambiabile per il ritrattamento separato (disinfezione, sterilizzazione a vapore);
- Classe di protezione IP65;
- Campo tasti retroilluminato per il funzionamento in ambienti bui (opzionale);
- Adatto a una moltitudine di detergenti ospedalieri e disinfettanti per superfici (VAH).