



## Tavolo di Mayo odontoiatrico in acciaio inox con alzata oleodinamica

Tavolo di Mayo in acciaio inox AISI 304 **Made in Italy** con **alzata oleodinamica a pedale**, base a T, **ruote con freno** e **vassoio estraibile**. Progettato per garantire stabilità, ergonomia e igiene durante le procedure cliniche.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** DE1006X

**Categorie:** Arredamento

### Descrizione

---

#### Tavolo di Mayo in acciaio inox con alzata oleodinamica

---

Il **tavolo di Mayo in acciaio inox AISI 304** è progettato per offrire un supporto stabile e regolabile per strumenti e materiali durante le procedure cliniche. Il sistema di **alzata oleodinamica a pedale** consente la regolazione dell'altezza fino a **129 cm**, permettendo un utilizzo ergonomico e mantenendo le mani libere durante le operazioni.

#### Struttura in acciaio inox AISI 304 e base a T

La struttura in **acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite** garantisce elevata resistenza alla corrosione, lunga durata e massima igiene negli ambienti sanitari.

La **base a T** assicura stabilità e facilità di posizionamento anche in spazi operativi ridotti, mentre le **ruote piroettanti con freno** permettono uno spostamento semplice e un bloccaggio sicuro durante l'utilizzo.

#### Vassoio traslabile ed estraibile

Il tavolo è dotato di **vassoio estraibile**, che consente una gestione flessibile degli strumenti durante le procedure.

Questa configurazione migliora l'accessibilità e l'organizzazione del campo operativo, rendendo il tavolo adatto a utilizzi professionali in diversi contesti sanitari.

## Caratteristiche tecniche

---

- Struttura in **acciaio inox AISI 304**
- Finitura **scotch brite**
- **Alzata oleodinamica a pedale**
- Altezza regolabile fino a **129 cm**
- **Base a T**
- **Ruote piroettanti con freno**
- Vassoio **estraibile**
- Superficie facile da pulire e sanificare
- **Made in Italy**

## Applicazioni

---

- Studio dentistico
- Cliniche mediche
- Cliniche veterinarie
- Sale operatorie