

## Tavolo operatorio in Inox, misure 1200x600x900mm (LxPxH)



Tavolo operatorio veterinario in acciaio inox, misure 1200x600x900mm (LxPxH)

**Spedizione prevista in 21 giorni**

**COD:** TAO1200X

**Categorie:** Tavoli operatori

### Descrizione

---

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1200x600x900mm** è progettato per garantire massima stabilità, igiene e praticità durante le attività cliniche quotidiane. La struttura in acciaio inox 304 assicura resistenza e permette una sanificazione rapida, fondamentale negli ambienti veterinari che richiedono elevati standard di pulizia.

Il tavolo è dotato di **ruote piroettanti**, che ne semplificano lo spostamento in ogni area dello studio. Questa mobilità consente al professionista di adattare facilmente la postazione di lavoro e di migliorare l'efficienza durante visite e procedure operative.

Il piano da 40mm è realizzato con lamiera inox da 1,5mm e rinforzi interni che garantiscono solidità anche nelle operazioni più delicate. Inoltre, la struttura arretrata sui quattro lati consente di collocare il tavolo contro parete, anche in presenza di sgusce. Questo dettaglio aiuta a mantenere un ambiente clinico ordinato e funzionale.

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1200x600x900mm** rappresenta una scelta ideale per cliniche e ambulatori che necessitano di una superficie di lavoro robusta, igienica e semplice da pulire. La sua configurazione lo rende adatto sia alle visite di routine sia alle procedure veterinarie più avanzate.