



Tavolo operatorio in Inox, misure 1200x600x900mm (LxPxH)

Tavolo operatorio veterinario in acciaio inox, misure 1200x600x900mm (LxPxH)

Spedizione prevista in 21 giorni circa

COD: TAO1200X

Categorie: Tavoli operatori

Descrizione

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1200x600x900mm** è progettato per garantire massima stabilità, igiene e praticità durante le attività cliniche quotidiane. La struttura in acciaio inox 304 assicura resistenza e permette una sanificazione rapida, fondamentale negli ambienti veterinari che richiedono elevati standard di pulizia.

Il piano da 40mm è realizzato con lamiera inox da 1,5mm e rinforzi interni che garantiscono solidità anche nelle operazioni più delicate. Inoltre, la struttura arretrata sui quattro lati consente di collocare il tavolo contro parete, anche in presenza di sgusce. Questo dettaglio aiuta a mantenere un ambiente clinico ordinato e funzionale.

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1200x600x900mm** rappresenta una scelta ideale per cliniche e ambulatori veterinari che necessitano di una superficie di lavoro robusta, igienica e semplice da pulire. La sua configurazione lo rende adatto sia alle visite di routine sia alle procedure veterinarie più avanzate.