

Tavolo operatorio in Inox, misure 1500x600xh900mm (LxPxH)



Tavolo operatorio veterinario in acciaio inox, misure 1500x600xh900mm (LxPxH)

Spedizione prevista in 21 giorni

COD: TAO1500X

Categorie: Tavoli operatori

Descrizione

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1500x600x900mm** offre una superficie stabile, igienica e facile da pulire per le attività cliniche quotidiane. La struttura in acciaio inox 304 garantisce resistenza e permette una sanificazione rapida, essenziale negli ambienti veterinari che richiedono elevati standard di pulizia.

Il tavolo è dotato di **ruote piroettanti**, che rendono lo spostamento semplice anche in spazi ridotti. Questa mobilità permette al professionista di adattare rapidamente la postazione di lavoro, migliorando l'efficienza durante visite e procedure operative.

Il piano da 40mm è costruito con lamiera inox da 1,5mm e rinforzi interni che assicurano stabilità anche nelle operazioni più delicate. Inoltre, la struttura arretrata sui quattro lati consente di posizionare il tavolo contro parete anche in presenza di sgusce. In questo modo l'area clinica risulta più ordinata, funzionale e semplice da organizzare.

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1500x600x900mm** è ideale per cliniche e ambulatori che necessitano di una superficie robusta, igienica e resistente. La sua configurazione lo rende adatto sia alle visite di routine sia alle procedure veterinarie più avanzate.