



## Tavolo operatorio in Inox, misure 1800x600xh900mm (LxPxH)

Tavolo operatorio veterinario in acciaio inox, misure 1800x600xh900mm (LxPxH)

**Disponibile su richiesta**

**COD:** TAO1800X

**Categorie:** Tavoli operatori

### Descrizione

---

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1800x600x900mm** offre una superficie ampia, stabile e igienica per tutte le attività cliniche quotidiane. La struttura in acciaio inox 304 garantisce resistenza, sicurezza e una sanificazione veloce, fondamentale negli ambienti veterinari che richiedono elevati standard di pulizia.

Il tavolo è dotato di **ruote piroettanti**, che facilitano lo spostamento anche in aree di lavoro ridotte. Grazie a questa mobilità, il professionista può adattare rapidamente la postazione durante visite, preparazioni e procedure operative, migliorando l'efficienza del flusso clinico.

Il piano da 40mm è realizzato con lamiera inox da 1,5mm e rinforzi interni che garantiscono stabilità durante le operazioni più delicate. La struttura arretrata sui quattro lati consente il posizionamento del tavolo contro parete anche in presenza di sgusce, contribuendo a mantenere l'ambiente ordinato e funzionale.

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1800x600x900mm** è ideale per cliniche e ambulatori che necessitano di un piano di lavoro robusto, igienico e semplice da pulire. La sua configurazione supporta visite di routine e procedure chirurgiche veterinarie più avanzate.